




BALANZA
PERSONAL

SILFAB



NOTA: El teléfono móvil no viene incluido.

SUPERFICIES METÁLICAS: SENSORES



PARA QUE LA BALANZA TOMÉ TODOS LOS ÍNDICES, LOS PIES (DESCALZOS, SIN MEDIAS Y LIMPIOS) DEBEN HACER CONTACTO CON LAS SUPERFICIES METÁLICAS DE LA BALANZA.

BLUETOOTH . BE700i-BL

Peso mínimo: 2 Kg

IMPORTANTE: Leer detenidamente el contenido completo de este manual, antes de utilizar la balanza. Guardar estas instrucciones.

Última revisión: febrero 2021 | AG-MUBE700i-BL v04

Este producto está especialmente diseñado para medir la grasa, hidratación, musculatura y masa ósea del cuerpo. Ayuda a seguir de cerca el cambio diario de las condiciones corporales, proporcionando información para ser usada como referencia. Basándose en el análisis del peso, altura, edad y sexo del usuario, informa el requerimiento diario de energía, y ayuda a controlar el peso.

Por favor lea detenidamente las instrucciones antes del uso.

CONSEJOS PARA EL USO

1) La balanza BE700i-BL Bluetooth ayuda a almacenar y mantener un registro del peso en el dispositivo móvil. Esta balanza puede transmitir los datos de peso a dispositivos inteligentes (teléfonos móviles o tablets) a través de la tecnología Bluetooth, así como hacer gráficos de sus resultados de peso, de manera que usted pueda realizar un seguimiento de la tendencia en cualquier momento.

El primer paso para iniciar el proceso de seguimiento de su peso es descargar el software de la balanza BE700i-BL. **Ver uso de la aplicación (APP).**

2) DURANTE LA MEDICIÓN

a) La balanza posee encendido automático. Ignorar siempre la primera lectura y solo tomar como lectura efectiva a partir del segundo pesaje.

b) Siempre quitarse los zapatos y las medias, y limpiar sus pies antes de pesarse.

c) Subirse a la balanza suavemente.

d) Es recomendable pesarse cada día a la misma hora.

e) El resultado de la medición puede ser engañoso después de hacer ejercicios intensivos, una dieta excesiva o bajo condiciones extremas de deshidratación.

f) Siempre utilizar la balanza sobre un piso duro y plano. Cuando se esté pesando mantenerse inmóvil.

g) Las mediciones sobre las siguientes personas pueden tener alguna desviación:

- Niños hasta 10 años o adultos mayores de 100 años (pueden utilizar la balanza en el modo normal de pesaje).

- Adultos mayores a 70 años.

- Atletas profesionales.

h) Personas con las siguientes condiciones no deberían utilizar la balanza:

- Mujeres embarazadas.

- Aquellas con síntomas de edema.

- Aquellas en tratamiento de diálisis.

- Aquellas que usan marcapasos o con equipos médicos implantados.

i) Mantener siempre alejada la balanza de campos electromagnéticos.

j) Los porcentajes de grasa e hidratación evaluados por la balanza son sólo una referencia (no tienen fines médicos). Si los porcentajes del usuario se encuentran por encima o por debajo del nivel normal, consultar a su médico.


k) Si la balanza no enciende, verificar que las pilas estén colocadas y que tengan suficiente carga. De no ser así, insertar o reemplazar las pilas.

l) No utilizar esta balanza para fines comerciales.

m) Antes de subirse a la balanza verificar que la misma no se encuentre húmeda, ya que al subirse podría resbalarse.

INSTALACIÓN O REEMPLAZO DE LAS PILAS

La balanza funciona con 2 pilas AAA.



PARA REEMPLAZAR LAS PILAS:

a) Abrir el compartimiento para las pilas en la parte posterior de la balanza.


b) Insertar las nuevas pilas respetando la polaridad de las mismas según se indica en la balanza.

IMPORTANTE: Remover las pilas si no utilizará la balanza por más de tres meses.


MODO NORMAL DE PESAJE

Después de instalar las pilas, colocar la balanza en un piso plano (Figura A). Pararse en la balanza para que esta se encienda. Mantenerse quieto en la balanza cuando se esté pesando (Figura B). A continuación, esperar unos segundos, y en el display se mostrará el valor de peso durante unos segundos (Figura C).

PESOS ADICIONADOS



Después de que el display se estabilice, puede adicionarse más carga asegurándose que esta carga exceda los 2 kg para obtener una nueva lectura. Uso típico: si se desea obtener el peso de su niño, puede pesarse el adulto primero, registrar ese valor, y luego alzar al niño sin bajarse de la balanza. Se obtendrá el peso total, y si a este valor se le sustrae el primer valor registrado solo por el peso del adulto, se obtendrá la diferencia como peso del niño.



MODO DE MEDICIÓN DE GRASA / HIDRATACIÓN / MUSCULATURA / MASA ÓSEA / CALORÍAS

Configuración de los parámetros personales:

a) La primera vez que se enciende, luego de instalar las pilas, los parámetros de fábrica están configurados de la siguiente manera:

SEXO	ALTURA	EDAD
MASCULINO	165 cm	25 años

b) Los parámetros pueden configurarse en el siguiente rango:

MEMORIA	SEXO	ALTURA	EDAD
1-12	M/F	100-250 cm	10-100

ADVERTENCIA SOBRE USO Y CUIDADOS.

- 1) No utilizar la balanza en ambientes húmedos, con altas o bajas temperaturas. El rango de uso es de 5°C a 35 °C.
- 2) No utilizar la balanza sobre alfombras, césped, piso resbaladizo o irregular.
- 3) No mojar, golpear ni rayar la balanza ya que es un dispositivo delicado.
- 4) Mantener la balanza limpia. Ver el apartado de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

USO DE LA APLICACIÓN (APP)

1) OBTENER LA APLICACIÓN.

- Escanear el código QR para obtener la aplicación ó
- En la "App Store" o "Google Play" buscar la palabra "body monitor" para bajar la aplicación.

2) SETEO DEL BLUETOOTH.


- Asegurarse de que el Bluetooth se encuentre encendido antes de usarlo.
- Si no se encuentra habilitado, dirigirse al menú "Setting>Bluetooth y activarlo.
- Presionar la balanza para que se encienda.

NOTA:

- Debido a la nueva tecnología de Bluetooth 4.0, no hay necesidad de emparejar el dispositivo, este se emparejará automáticamente dentro de la cobertura de la señal de Bluetooth de 5 ~ 10 metros.
- Los productos son compatibles con Bluetooth 4.0 y requieren iOS 7.0 / Android 4.3 o posterior. Ellos podrían ser compatible con iPhone4s o superior, Galaxy S3 de Samsung, HTC One, Huawei, Xiaomi 3, Meizu MX3, LG G2 pro, etc. Esta aplicación no está optimizada para tablet.

3) Las instrucciones de uso del software (que se actualiza constantemente) se encuentra integrada en la APP.


DISPLAY LCD



BOTONES

SET (SET) Enciende la balanza y cambia al siguiente parámetro.

- Aumenta de valor cada vez que se presiona. Presionarlo constantemente aumentará la velocidad de cambio.
- Disminuye de valor cada vez que se presiona. Presionarlo constantemente aumentará la velocidad de cambio.



NOTA: Durante el ajuste de los parámetros, si la balanza está inactiva durante 6 segundos, los parámetros ya ajustados se memorizarán automáticamente y el LCD mostrará "0". Lo que significa que la medición de grasa corporal se iniciará.

Si la pantalla LCD muestra "0" durante la configuración del parámetro, presionar SET durante 3 segundos para regresar al modo de ajuste, luego se puede configurar el código de usuario, Sexo, altura y edad.

Resultados de medición (se repiten 3 veces y quedan guardados). La lectura reaparecerá en la próxima medición para referencias del usuario):

Estado de grasa: ■■■■■■■■ | Grasa: 23,8%

Hidratación: 52,3% | Musculación:37,2%

Masa ósea: 12% | Calorías: 1840.

Las condiciones son buenas. Conserve su figura!

INDICACIONES DE ADVERTENCIAS



Indicación de batería baja. Por favor reemplazar las pilas.



Indicación de sobrecarga. Por favor descender de la balanza para evitar dañarla.



Bajo valor de grasa corporal. El valor es demasiado bajo.



Alto valor de grasa corporal. El valor es demasiado alto.



Ocurrió un error en la medición. Por favor volver a pesarse.

CONSEJOS PARA EL USO

1) Sobre el índice de grasa:

Es el índice de grasa contenido en el cuerpo humano.

La superabundancia de grasa puede llevar a un mal metabolismo, y por consiguiente a varias enfermedades.

2) Principio de funcionamiento:

Se transmite a través del cuerpo una señal eléctrica de una intensidad muy pequeña. La grasa presenta mayor resistencia al paso de dicha corriente, con lo cual mediante el uso del análisis de la resistencia biológica, es posible obtener una estimación de la composición corporal.

CUADRO DE EVALUACIÓN

Después de la medición, puede utilizarse el siguiente cuadro como referencia:

EDAD	GRASA (F)	HIDRATACIÓN (F)	GRASA (M)	HIDRATACIÓN (M)	ESTADO	INDICACIÓN
≤ 30	4.0-16.0%	66.0-57.8%	4.0-11.0%	66.0-61.2%	Demasiado delgado	
	16.1-20.5%	57.7-54.7%	11.1-15.5%	61.1-58.1%	Delgado	
	20.6-25.0%	54.6-51.6%	15.6-20.0%	58.0-55.0%	Normal	
	25.1-30.5%	51.5-47.8%	20.1-24.5%	54.9-51.9%	Obeso	
	30.6-60.0%	47.7-27.5%	24.6-60.0%	51.8-27.5%	Demasiado obeso	
> 30	4.0-20.0%	66.0-55.0%	4.0-15.0%	66.0-58.4%	Demasiado delgado	
	20.1-25.0%	54.9-51.6%	15.1-19.5%	58.3-55.3%	Delgado	
	25.1-30.0%	51.5-48.1%	19.6-24.0%	55.2-52.3%	Normal	
	30.1-35.0%	48.0-44.7%	24.1-28.5%	52.2-49.2%	Obeso	
	35.1-60.0%	44.6-27.5%	28.6-60.0%	49.1-27.5%	Demasiado obeso	

La información de arriba debe ser utilizada solo como referencia.

SOBRE LAS CALORÍAS

Calorías y consumo de energía

Caloría: Unidad de energía

El valor leído indica la energía que necesita el usuario para mantener el metabolismo diario y las actividades diarias requeridas según el peso, altura, edad y sexo de cada usuario.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Utilizar un paño ligeramente humedecido para limpiar la balanza. No sumergirla en el agua. No utilizar agentes químicos o corrosivos.
- Si los componentes plásticos de la balanza hacen contacto con grasa o sustancias irritantes, por favor limpiarla en seguida.
- Siempre utilizar la balanza sobre un piso duro y plano. Evitar las alfombras o superficies blandas.

MADE IN CHINA

Balanza personal

Modelo BL-700i-BLA Marca Silfab

Servicio Técnico Oficial y Accesorios: www.silfab.com.ar

GARANTIZA SILVESTRIN FABRIS S.R.L.

- 📍 Av. Del Barco Centenera 3481
(C1437ACG) C.A.B.A. Argentina.
- ☎ [54-11] 4919-0606
- ✉ info@silfab.com.ar
- 🌐 www.silfab.com.ar