



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



TENSIÓMETRO DIGITAL CHU305



SKU (REF)	CHU305	
Marca	Citizen	
Origen	China	
Tipo	Automático de Brazo	
Circunferencia de manga (Mín. – Máx.)	22 - 42 cm	
Presión	Rango	0 -300 mmHg
	Exactitud	± 3 mmHg
Pulso	Rango	40 - 180 pulsos/min
	Exactitud	± 5 %
Presión y pulso simultáneos	Sí	
Indicador de clasificación de hipertensión	Sí	
Indicador de arritmia	Sí	
Indicador de movimiento	Sí	
Memorias de mediciones	99	
Promedio últimas 3 mediciones	Sí	
Auto apagado	Sí	
Fecha y hora	Sí	
Alimentación	4 pilas AA	
Autonomía	Aprox. 800 mediciones (con pilas alcalinas)	

Equipo: 5 años de garantía | Manga: 1 año de garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-42

AVALADO POR



Clinically validated
ESH protocol

ESH: Sociedad Europea de Hipertensión

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal	CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	180 / 120 / 90 mm	490 / 380 / 270 mm	Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-20 a 55 °C
Peso	0,58 Kg	12,55 Kg	Humedad Ambiente	≤ 90 %	≤ 95 %
Código de barras primario (EAN13)	4580193651440	-	Presión Ambiente	800 a 1050 hPa	
Unidad de empaque	1	20			

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-TENSIÓMETRO DIGITAL CHU305 v02

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.

DATOS DE USO INTERNO

Modelo A.N.M.A.T.:	CHU305
Marcas:	Citizen
Código Calipso:	CHU305

Uso exclusivo Sistema de Gestión de Calidad Control de la documentación				
EETT-TENSIÓMETRO DIGITAL CHU305 v02			Fecha 07/08/2024	Páginas: 2
Realizó	Revisó	Aprobó		

www.silfab.com.ar | calidad@silfab.com.ar



La última hoja de este documento correspondé exclusivamente a uso interno del Sistema de Gestión de Calidad

EETT-Producto Final Prevención y Control – Plantilla v02 | 27/05/2019