



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



TENSIÓMETRO DIGITAL CHU304



SKU (REF)		CHU304
Marca		Citizen
Origen		China
Tipo		Automático de Brazo
Circunferencia de manga (Mín. – Máx.)		22 - 30 cm
Presión	Rango	0 - 300 mmHg
	Exactitud	± 3 mmHg
Pulso	Rango	40 - 180 pulsos/min
	Exactitud	± 5 %
Presión y pulso simultáneos		Sí
Indicador de clasificación de hipertensión		Sí
Indicador de arritmia		Sí
Indicador de movimiento		Sí
Memorias de mediciones		99
Promedio últimas 3 mediciones		Sí
Auto apagado		Sí
Fecha y hora		Sí
Alimentación		4 pilas AA
Autonomía		Aprox. 800 mediciones (con pilas alcalinas)
Accesorios opcionales		Manga de circunferencia 22 – 42 cm (MAPB8)

Equipo: 5 años de garantía | Manga: 1 año de garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-42

AVALADO POR



Clinically validated
ESH protocol

ESH: Sociedad Europea de Hipertensión

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	180 / 120 / 90 mm	490 / 380 / 270 mm
Peso	0,56 Kg	12,15 Kg
Código de barras primario (EAN13)	4580193651433	-
Código de barras grupal (DUN14)		94580193651436
Unidad de empaque	1	20

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-20 a 55 °C
Humedad Ambiente	≤ 90 %	≤ 95 %
Presión Ambiente	800 a 1050 hPa	

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-TENSIÓMETRO DIGITAL CHU304 v03

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.

DATOS DE USO INTERNO

Modelo A.N.M.A.T.:	CHU304
Marcas:	CITIZEN
Fabricante	CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD. ANDON HEALTH CO., LTD.
Código Calipso:	CHU304

Uso exclusivo Sistema de Gestión de Calidad Control de la documentación			
EETT-TENSIÓMETRO DIGITAL CHU304 v03			Fecha 07/08/2024
			Páginas: 2
Realizó	Revisó	Aprobó	

www.silfab.com.ar | calidad@silfab.com.ar



La última hoja de este documento corresponde exclusivamente a uso interno del Sistema de Gestión de Calidad

EETT-Producto Final Prevención y Control – Plantilla v02 | 27/05/2019